

# FACSMelody 細胞分選儀 操作流程

## Check Fluidics 確認液流


1. 確認 Sheath Tank 是否填滿 FACSheath Buffer (鋼瓶八分滿處)
2. 確認 Waste Tank 是清空的，並裝 1L 漂白水
3. 若分選下來之細胞需要溫控，調整預期之溫度後，點擊中間箭頭鈕，水浴槽即會開始調節溫度



Air Compressor Water Bath



Waste Tank Sheath Tank



## Start Up System 儀器開機

1. 開啟電腦及空氣壓縮機(開關於儀器右後方)，進入 windows 介面後，開啟 Tera Term 程式
2. 開啟 FACSMelody 儀器開關，待 Tera Term 和儀器連線完成，會顯示 **End of DataAcqBootUp**
3. 開啟 FACSChorus 軟體，鍵入個人之帳號及密碼
4. 待 FACSChorus 軟體連線成功 Cytometer Connection 顯示 Connected

## Fluidics Startup 液流啟動

- ① Fluidics Startup   ② Cleaning   ③ Sort Nozzle   ④ Cytometer Setup (CS&T)   ⑤ Drop Delay

1. 執行 ① Fluidics Startup : 執行 **Run Daily Fluidics Startup**

Cytometer Connection

✔ Connected

Sheath Tank

✔ 5 hr 10 min remaining

Waste Tank

✔ OK

Last Shutdown: 08/24/2016 11:54 PM

Type: Daily

Last Fluidics Startup: 08/25/2016 1:59 PM

Type: Daily

Run Daily Fluidics Startup

Run Extended Fluidics Startup

Skip

## Cleaning 清洗

- ① Fluidics Startup   ② Cleaning   ③ Sort Nozzle   ④ Cytometer Setup (CS&T)   ⑤ Drop Delay

2. ② Cleaning : 若是接續上一位使用者，請執行 **Flow Cell Clean**，否則請點選 **Skip**

Select the cleaning that you want to run.

### Prepare for Aseptic Sort

Cleans the sheath and sample paths with bleach, DI water, and ethanol.

Last Run: N/A

### Flow Cell Clean

Cleans the sample path and fills the flow cell with DI water. Run this procedure when poor optical performance indicates that additional cleaning is needed.


Last Run: 08/22/2016 7:44 PM

Skip

## Sort Nozzle 分選噴嘴

- ① Fluidics Startup   ② Cleaning   ③ Sort Nozzle   ④ Cytometer Setup (CS&T)   ⑤ Drop Delay

### 1. ③Sort Nozzle :




No.	Description
1	Nozzle holder with closed loop nozzle
2	Flow cell
3	Forward scatter detector with neutral density filter
4	Nozzle holder
5	Sort block




2. 將 Closed Loop Nozzle 移除，放入 Closed Loop Nozzle Holder，並將 100um nozzle 放置 Flow cell 下方

**\*重要:** 請輕輕抽出或放置 Closed Loop Nozzle 及 100um Nozzle，並注意上方紅色 O ring 是否有脫落，若紅色 O ring 不見，請立即告知管理者)

3. 放上偏極板，放上偏極板前，請先確認偏極版上無鹽類結晶，可使用 ddH<sub>2</sub>O 清洗及使用拭淨紙擦拭



4. 點擊左邊下方 Stream，確認 Stream 影像乾淨(如 1)，若影像不乾淨(如 2.3)，請用拭淨紙或棉棒擦拭鏡頭下方



5. 關上 Sort Block Door，點擊 **Continue**，即開啟 Stream

6. 確認 Stream 確實進入廢液槽中，若沒有以中心位置進入廢液槽(下圖 2 之紅色箭頭指示)中，可以利用六角起子將 Sort Block 左右之旋鈕(下圖 1 之紅色箭頭指示)轉鬆，將位置對好後即可轉緊




圖 1.



圖 2.

### Cytometer Setup (CS&T) 儀器 QC

- ① Fluidics Startup   ② Cleaning   ③ Sort Nozzle   ④ Cytometer Setup (CS&T)   ⑤ Drop Delay

1. ④ Cytometer Setup (CS&T)：此步驟管理者操作，請點選 **Skip**

### Drop Delay 分選 QC

- ① Fluidics Startup   ② Cleaning   ③ Sort Nozzle   ④ Cytometer Setup (CS&T)   ⑤ Drop Delay

1. ⑤ Drop Delay：放上 Accudrop Beads，500ul PBS + 1 drop Accudrop beads

以上步驟完成，即可進入實驗設定部分

## Design Experiment 設計實驗

- 1 Design Experiment
- 2 View Data
- 3 Set Up Sort
- 4 Sort
- 5 View Reports

1. ① Design Experiment：點選 Design Experiment 進行實驗設定

2. 點選 **New Experiment** 建立新的實驗



3. 設定實驗名稱、實驗內容敘述、上樣溫控及選擇所需之參數，可將 CD marker 或 Protein 名稱輸入置 Label 欄位裡

### EXPERIMENT INFORMATION

Experiment Name:   Use as Experiment Template

Description:

Sample Temperature:

## FLUOROCHROMES & LABELS

Fluorochromes				Labels
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PE-Cy7		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PerCP	PerCP-Cy5-5	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PE	PE*	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FITC	BB515	CD4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BV510	V500	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BV421	V450	CD25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APC-Cy7	APC-H7	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APC	Alexa 647*	CD127

### View Data 檢視數據

1 Design Experiment   2 View Data   3 Set Up Sort   4 Sort   5 View Reports

1. ② View Data : 點選 View Data
2. 將樣品放置上樣區，於 Acquisition Dashboard 點選 **Load Sample**，調整適當流速
3. 利用 XY 軸之粉紅色滑標來調動電壓
4. 調整 Gate 於適當位置，確認 Dot Plot 所呈現之細胞群


ACQUISITION DASHBOARD - SAMPLE RUNNING...

Flow Rate: 100    
Event Rate: 3,500

Total Events: 829,022  
Processed Events: 99.71%  
Elapsed Time: 00:04:26

Recording Criteria: 10,000   Population: All Events

OFF Light   
 ON Agitation



5. 如果需要使用單染樣品調整螢光補償，點擊 [Update Compensation](#)，目前若有使用到 **561nm Yellow Green Laser**，如 PE, PE 系列染劑 (PE-Texas, PE-Cy5, PE-Cy7..)需自備單染，並在自己的實驗內更新螢光補償 (update compensation)。若細胞自體螢光較高，建議使用 BD CompBeads 來置備單染樣品，調整螢光補償

DATA SOURCES	
Live Data	0 events
<b>ASC T-cell</b>	2,954 events
06/10/2016 11:20:44 AM	
<b>ASC B cell</b>	2,987 events
06/10/2016 11:17:06 AM	
<b>ASC T Cell Bcell sort</b>	10,000 events
06/10/2016 11:07:55 AM	
<b>T Cell Post Sort 2</b>	1,642 events
06/09/2016 3:17:59 PM	
<a href="#">Update Compensation</a>	<a href="#">Export FCS File(s)</a>

6. 選擇需要更新之單染樣品，點擊 [Continue](#)



Select the fluorochromes that you want to update for this experiment.

<input type="checkbox"/> Unstained Control	
<input type="checkbox"/> PE-Cy7	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> PerCP	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> PE	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> FITC	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> BV 786*	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> BV510	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> BV421	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> APC-Cy7	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population
<input type="checkbox"/> APC	<input checked="" type="checkbox"/> Includes Negative Population

7. 將單染樣品上樣紀錄數據並調整 Negative population/ Positive population 圈選位置，完成後點擊 Finished

Compensation Controls

Unstained Control	Run	View Data and Adjust Gates
PE-Cy7	Run	View Data and Adjust Gates
PerCP	Run	View Data and Adjust Gates
PE	Run	View Data and Adjust Gates
FITC	Run	View Data and Adjust Gates

Finished Cancel

6. 於 Acquisition Dashboard 中 Recording Criteria 設定數據收取之細胞數，並點擊 **Start Recording** 紀錄分選前的數據

### Set Up Sort 分選設定

- ① Design Experiment    ② View Data    ③ Set Up Sort    ④ Sort    ⑤ View Reports

- ③ Set Up Sort：點擊 Set Up Sort，進入分選設定
- 選擇使用之收集管，Tube, Plate 或 Slide；選擇收集管之體積；選擇分選模式，Yield (產率), purity (純度) 或 single cell (單顆細胞)

**COLLECTION SETUP**

Format: Tube ▼

Volume: 5.0 mL ▼

Sort Mode: Purity ▼

## Tube

**■ SORT SETUP**

Tube

	1	2
Initial Buffer Volume:	1.00 mL	0.50 mL
Number of Events:	500000 Max: 1,008,000 events	750000 Max: 1,152,000 events

Assign a sort population by clicking a tube and selecting the population that you want.



**TRegs**




**CD4+CD1...**

**Population Hierarchy**

- All Events
- Scatter
- SSC Singlets
- FSC Singlets
- CD4+
- TRegs
- CD4+CD127+CD25-

輸入收集管內預填之 buffer 體積及預期分選之細胞數，分別點擊分選收集管，再由細胞群階層內點擊欲分選之細胞

## Plate and Slide



輸入收集管內預填之 buffer 體積及預期分選之細胞數，分別點擊分選收集管，再由細胞群階層內點擊欲分選之細胞

\*若選用 Plate/Slide，須加裝 splash shield 於 Sort Block 下方，並點擊 **Eject**，ACDU 裝置會到 Sort Block 下方，即可放上 Plate/Slide




## Sort 分選


- ① Design Experiment    ② View Data    ③ Set Up Sort    ④ Sort    ⑤ View Reports

1. ④Sort：點擊 Sort，進入分選視窗
2. 將分選收集管放置在適當之 Tube Holder 中，Tube Holder 亦可接溫控水管維持特定溫度


## Tube



No.	Description
1	Adapter
2	Handle
3	Tube holder




**Plate**



No.	Description
1	Locking lever
2	Stage platform
3	96-well plate
4	Guiding pins

**Slide**




No.	Description
1	Sort block
2	Slide
3	Slide holder
4	Guiding pin
5	Locking lever
6	Stage platform

3. 若細胞仍在進樣倉中，即可點擊 **Resume Sample**，否則點擊 **Load Sample**

4. (Optional) 點擊 **Start Recording** 紀錄數據

5. 點擊 **Start Sort**

6. 利用分選狀態及分選細胞群圖監測分選狀態




## View Reports 觀看分選報告

- 1 Design Experiment
- 2 View Data
- 3 Set Up Sort
- 4 Sort
- 5 View Reports

1. ⑤ View Report：點擊 View Report，觀看分選報告
2. 可查看分選資訊及以 PDF 檔格式輸出報告，點擊 **Export Report**

## Data Export 檔案輸出

1. 於 Data Resource 下方點選 **Export FCS Files**，將檔案輸出
2. 按 **Ctrl+P** 可將 View Data 中的 Dot Plot、階層圖、統計輸出成 PDF 檔。




DATA SOURCES	
Live Data	0 events
ASC T-cell 06/10/2016 11:20:44 AM	2,954 events
ASC B cell 06/10/2016 11:17:06 AM	2,987 events
<b>ASC T Cell Bcell sort</b> 06/10/2016 11:07:55 AM	10,000 events
T Cell Post Sort 2 06/09/2016 3:17:59 PM	1,642 events

**Update Compensation** **Export FCS File(s)**

## Shutdown System 關機流程

1. 跳至 View Data，放上 3ml FACSRinse，點擊 **Load Sample**，並以最高流速 100 跑 10 分鐘
2. (同上) 放上 3ml FACSClean，以最高流速 100 跑 10 分鐘
3. (同上) 放上 3ml ddH2O，以最高流速 100 跑 10 分鐘
4. 執行 Fluidics shutdown



5. 點擊軟體左方主要工具列 **Cytometer**

6. 點擊 **Daily Shutdown**，依照指示完成儀器關機

7. 清洗噴嘴：請將 100um Nozzle 放置裝 ddH<sub>2</sub>O 之管內，放置超音波震盪機震盪 1 分鐘，並用拭淨紙將多餘水分吸乾，勿用擦拭方式，可能會導致 O ring 之耗損

8. 請將偏極版拆下，利用 ddH<sub>2</sub>O 清洗，並擦拭乾淨或擺置下方陰乾即可

9. 將 Sheath tank 洩壓，可利用卸壓閥讓 Sheath Tank 完全洩壓，並將 Sheath Tank 填置八分滿

10. Waste tank 請倒入水槽，並加入 1L 漂白水



## Troubleshooting:

FACSCorus Software Disconnected to FACSMelody


**1. Caused by BD FACSCorus Instrument Service is Stop**

Solutions: Follow up below procedure to start the BD FACSCorus Instrument Service







- a. On the Desktop, type Services in the Search for Web and Windows field to locate the Services app.



- b. Double-click the Services app as above.  
c. Locate and click the BD FACStorus Instrument Service.exe file.




- d. Click **Start** the service as below.



## 2. Caused by Firewall in ON.

FACStorus software can only connect to the FACSMelody instrument if all firewalls are disabled in Windows10.

Solutions: Open the Windows Firewall setting and turn Windows firewall OFF.



## 3. Caused by Configurations files are damaged.

Solutions: Call BD service engineer (0800-737842) to restore configuration files.

