



1. 開始→所有程式→附屬應用程式→遠端桌面連線



2. 鍵入163.15.166.23→按連線



3. 鍵入帳戶Admin →密碼 (在預約通知信裡面)→按確定




4. 若出現以下視窗請按「是」



5. 進入Partek Flow電腦使用者的桌面



6. 直接點選桌面左側Google Chrom即可進入軟體登入介面



6. 點選Log IN即可進入軟體使用介面

Project name	Owner	Your role	Last modified	Size	Actions
20201015_Lung_Cancer_6_MIRNA_filter	Ya-Ling Hsu	Project owner	Oct 19,2020	42.84 KB	🔒 ✖
20201015_Lung_Cancer_6_Gene_filter	Ya-Ling Hsu	Project owner	Oct 19,2020	47.22 KB	🔒 ✖
20201015_Lung_Cancer_6_MIRNA_all	Ya-Ling Hsu	Project owner	Oct 15,2020	1.20 MB	🔒 ✖
20201015_Lung_Cancer_6_Gene_all	Ya-Ling Hsu	Project owner	Oct 15,2020	90.86 MB	🔒 ✖
test	Ya-Ling Hsu	Project owner	Oct 8,2020	106.90 MB	🔒 ✖

20201015_Lung_Cancer_6_MIRN...

Details Activity

Description
(No available description)

Members

Status No tasks in the queue

Last modified 19 Oct 2020, 07:42 AM CDT

Size 42.84 KB

Samples
temp_df_mirna_filter

再次提醒，請依規定使用軟體，違者依法處理